

養豚用

1周年販売記念キャンペーン

ウルトラ連続注射器 15%OFF

ソコレックスSHウルトラ連続注射器（ボトルマウントタイプ）2ml

の販売1周年を記念して、通常定価の**15%OFF**でご提供します！

### 超軽量設計

本体重量が100g強と弊社従来品より44%も軽量設計

### メンテナンス向上

バルブ部品（ばね・弁）が一体型で簡単交換  
ピストンにOリングがないのでメンテナンス短縮



### 簡単な衛生管理

分解せずにオートクレーブ滅菌・煮沸消毒に対応  
耐薬性があるのでアルコール消毒も可能

### 頑丈な構造

エンブラであるポリアミドを採用しているため、他のプラスチックよりも優れた強度！

対象機種

通常価格

キャンペーン価格

【品番】1810.1.0502

ウルトラ連続注射器(ボトルマウントタイプ)2ml

¥24,200  
税抜き

15%OFF

¥20,570

税抜き

期間

2024年12月末までご注文で



株式会社

伸 和



大阪府大阪市北区天神橋2丁目2番8号

TEL: (06)6353-5156

FAX: (06)6353-5128

<https://www.shinwahc.co.jp>

ご用命は下記の取扱店へ

