

ソコレックス鶏痘ワクチン用連続注射器

大容量ボトル供給式鶏痘ワクチン用連続注射器

効果的な鶏痘予防接種用に開発された頑丈でツインニードルタイプの連続注射器です。耐久性と使いやすさを重視して作られており、養鶏業・獣医専門家の要求を満たします。

- 人間工学に基づいて設計され、スムーズな動作
- 針先端に充填したワクチンを鶏の翼膜に0.01ml穿刺
※ 接種量は目安です。
- 15mlの大容量ボトルからワクチンを供給
- 煮沸消毒、オートクレーブ滅菌(121℃)が可能
- すべての部品が交換可能な構造で、高いメンテナンス性と長期使用できる経済性を実現



手になじむ快適なデザイン

人間工学に基づいて設計されたハンドル部とスムーズな動作により長時間使用時の快適性を向上しました。



ツインニードル構造

鶏痘予防のために、接種ごとに0.01mlの投与量を効果的に穿刺します。針先にくぼみが合計2つあり、効率的で信頼性の高い穿刺を実現します。



大容量ボトル

1500羽のシームレスな接種を実現できる15mlの大容量ボトルを採用しています。高品質なPP製でキャップやボトルもオートクレーブ滅菌に対応しています。

品番	品名	梱包
185.1.0010	ソコレックス鶏痘ワクチン用連続注射器	1 / pk
185.902	ソコレックス鶏痘注射針 2本入	2 / pk
185.910	ソコレックス鶏痘注射針 10本入	10 / pk
185.987	鶏痘注射器用ボトル 15ml	1 / pk
185.721	鶏頭注射器用パレルキャップ	1 / pk
185.801	穿刺針固定ねじ	1 / pk
185.951	ボトルキャップ用Oリング	10 / pk

ヒント



ワクチン接種の効率を最大化するために、ワクチン溶液を数本のボトルにあらかじめ充填し冷暗所で保管すると、接種時にすぐ取り出して交換できます。



株式会社

伸

和



大阪市北区天神橋2丁目2番8号
TEL: (06)6353-5156
FAX: (06)6353-5128
<https://www.shinwahc.co.jp>

ご用命は下記の取扱店へ